

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
1.	Σετ αιμοστατικής γέλης	Το σετ να αποτελείται από: α. Αιμοστατική γέλη 1. Να περιέχει διάλυμα συνθετικών πεπτιδίων. 2. Να είναι παχύρρευστη και διαφανής και να επιτρέπει την παρατήρηση του σημείου εφαρμογής καθώς και την ολοκλήρωση της επεμβατικής πράξης μετά την εφαρμογή του. 3. Να είναι αποτελεσματική σε αιμορραγίες μικρών αιμοφόρων αγγείων, διαρροές τριχοειδών αγγείων του παρεγχύματος συμπαγών οργάνων και αγγειακών αναστομώνσεων. 4. Να είναι εγκεκριμένο για την ελάττωση των όψιμων αιμορραγιών μετά από ενδοσκοπική υποβλεννογόνια εκτομή στο παχύ έντερο. 5. Να διατίθεται σε προφορτωμένη σύριγγα των 3ml έτοιμη για χρήση. β. Καθετήρα τοποθέτησης 1. Καθετήρας εφαρμογής μήκους 220cm , μιας χρήσης, σε ατομική αποστειρωμένη , κατάλληλος για κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου τουλάχιστον 2,8mm. 2. Να διαθέτει σύνδεση ασφαλείας με τις ειδικές σύριγγες του διαλύματος (luer-lock). 3. Να διαθέτει μαλακό τελικό άκρο για τη αποφυγή τραυματισμών κατά την εφαρμογή.