

134
Α.Ε.:.....

ΛΗΞΗ.

Ημερ/νία:...../.../...

Ωρα:.....

Α.Π.:.....

		και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς. Να αναγράφετε το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Διαστάσεων 13 x 75 mm με πειστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο. Χωρητικότητας 2,7 ml. Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση.	
--	--	--	--

Σωληνάρια κενού 1,2 ml - 1,3 ml, για προσδιορισμό ΤΚΕ

Τα σωληνάρια αυτά είναι :

- Γυάλινα ανθεκτικής κατασκευής, αποστειρωμένα, διαυγή, μιας χρήσεως,
- Περιέχουν ως αντιπηκτικό Κιτρικό Νάτριο 3,2%,
- Περιέχουν ατμόσφαιρα χαμηλής πίεσης (κενού αέρος), για την αναρρόφηση συγκεκριμένης ποσότητας αίματος μεταξύ δύο γραμμών που υπάρχουν επάνω στα σωληνάρια
- Φέρουν πώμα ασφαλείας
- Φέρουν ετικέτα με ένδειξη CE, εργοστασίου κατασκευής, περιεχομένου, αποστείρωσεως, όγκου που αναρροφούν, Lot παραγωγής, ημερομηνίας λήξεως, και χώρο σημειώσεων των στοιχείων του ασθενούς.

Να συνοδεύονται από σύστημα διαβαθμισμένου στατώ ανάγνωσης αποτελεσμάτων σε 30 λεπτά για την ΤΚΕ 1ας ώρας ή και από αναλυτικό σύστημα συνεχούς φόρτωσης για

Παραλαβή αιτήματος από το Γραφείο Παραγγελιών της

29 ΙΟΥΝ. 2019

Α.Ε.:.....