

Α.Π.:..... Τ.Τ.Νά
...φησης, D. τον μετρητή παλμών, E. μηνύματα για τυχόν δυσλειτουργία. 12. Να λειτουργεί με διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα το οποίο να περιγραφεί. 13. Να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EN 60601-1-2:2005. 14. Να προσφέρεται αντικατάσταση εντός 24 ωρών, σε περίπτωση βλάβης στην λειτουργία της συσκευής, σε συνεννόηση με το αρμόδιο νοσηλευτικό τμήμα του Νοσοκομείου. Θα κατατεθεί σχετική δήλωση του προμηθευτή.

ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ 1. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΘΑΛΑΜΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 500cc. Ο ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΕΡΗΣ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (π.χ. 10cc) ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ (π.χ. 450cc). 2. ΤΑ ΟΥΡΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΟΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (2000-2500cc). ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ (ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ) ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΝΑ ΜΗ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΟΥΡΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ, ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 3. ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. 4. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. -----

Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών, κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού σε υδροδυναμική μορφή (μορφή όνυχα) για καλύτερο και γρηγορότερο διαχωρισμό, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης. διαστάσεων 13X100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. χωρητικότητας 5ml

ΣΩΛΗΝ.ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗ Σ ΚΕΝΟΥ 1-2ML

Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, πλαστικά, αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος, ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η συγκέντρωση του αντιπηκτικού, και η ημερομηνία λήξης διαστάσεων 13X75mm, 1-2 ML, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm. Συμβατά με το κλειστό σύστημα αιμοληψίας του Νοσοκομείου.