

(3) Να ελέγχουν την ημερομηνία παραγωγής των συριγγών, που αναγράφεται επί της συσκευασίας να μην παραλαμβάνονται σύριγγες από γερασμένο υλικό κατασκευής.

(4) Να αποστέλλουν περιοδικά κατά την κρίση τους, αντιπροσωπευτικά δείγματα συριγγών για έλεγχο αποστείρωσης σε εργαστήριο του φορέα ή του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Ο.Φ. και άλλων.

(5) Τα έξοδα ελέγχου και τα αποστέλλόμενα δείγματα θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

9. Όλες οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προσφερόμενο προϊόν παρέχονται απαραίτητα στην Ελληνική Γλώσσα.

Α.Ε.:...2274.....

ΛΗΞΗ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ημερ/νία: 04/1/07/24...

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Σημ.:.....

Α.Π.:.....

Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Μέθοδοι Ελέγχου των Πλαστικών Συριγγών μίας Χρήσης καθορίζονται με την Υπουργική Απόφαση Α66404 δις (ΦΕΚ681/Τ.β/8.8.1991). Οι συγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν τις πλαστικές σύριγγες μίας χρήσης «Τύπου Β» (δηλαδή είναι εφοδιασμένες με ελαστικό παρέμβυσμα) και απαιτείται να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση καθώς και με τις παρακάτω διευκρινιστικές - συμπληρωματικές απαιτήσεις:

1. Τα υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή των συριγγών είναι:
 - 1.α. Για τον κύλινδρο το πολυπροπυλένιο, για το έμβολο πολυαιθυλένιο και το ελαστικό παρέμβυσμα φυσικό σιλικονισμένο καουτσούκ. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των τμημάτων της σύριγγας και των βελόνων που έρχονται σε επαφή με το ενέσιμο υγρό θα είναι αρχική πρώτη ύλη και όχι ανακυκλωμένα.
 - 1.β. Τα υλικά δεν πρέπει να έχουν οσμή εκτός εκείνης που του προσδίδει το υλικό κατασκευής του. Τόσο το πλαστικό όσο και το σιλικωνμένο ελαστικό να μην ελευθερώνουν υλικά που επηρεάζουν, βλάπτουν τη θεραπευτική ισχύ του ενιεμένου υγρού, δεν πρέπει να είναι τοξικά ή να προκαλούν πυρετογόνα ή να είναι πηγές μικροοργανισμών που να προκαλούν μόλυνση ή να προκαλούν οποιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη επίδραση.
 - 1.γ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πόσο καλή στεγανότητα παρέχει το ελαστικό παρέμβυσμα και στην καλή εφαρμογή της κεφαλής της βελόνας στον στυλίσκο της σύριγγας. Το κάλυμμα της βελόνας να αφαιρείται άνετα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός.
 - 1.δ. Να υπάρχει στοίχι πριν το τέλος του κυλίνδρου ώστε το έμβολο να μην μπορεί να βγει εντελώς από αυτόν.

ΠΡΟ-ΗΠΑΡΙΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ)

1. Καλύπτουν όγκο αίματος 2-3 ml και περιέχουν υψηλή συγκέντρωση ηπαρίνης (40 IU ηπαρίνης / ml αίματος) για την ελαχιστοποίηση των θρόμβων.
2. Είναι ηλεκτρολυτικά ισορροπημένες για παροχή αξιόπιστων μετρήσεων.
3. Είναι απαλλαγμένες λαδιού σιλικόνης για αποφυγή προβλημάτων στους αναλυτές αερίων αίματος.

Δ - 6

4. Διαθέτουν κάλυμμα (καπάκι) ειδικής σχεδίασης για την διευκόλυνση διαφυγής του αέρα κατά το κλείσιμό του και την αποφυγή εισόδου αέρα.