

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ασθενείς ενήλικες.
- Να διαθέτει υπεραγώγιμο gel στην επιφάνεια επαφής με το σώμα του ασθενούς, για να είναι εφικτή η χωρίς αντίσταση μεταφορά των ηλεκτρικών πεδίων. Το υπεραγώγιμο gel να είναι τέτοιας σύνθεσης που να μην προκαλεί αλλεργίες, ερεθισμούς και οποιαδήποτε άλλη δερματική πάθηση.
- Να διαθέτει ισχυρή κολλώδη ουσία στην επιφάνεια επαφής προκειμένου να είναι εφικτή η ισχυρή και σταθερή επαφή τους με το σώμα του ασθενούς.
- Να είναι εύκαμπτο και κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό (white foam) για να ακολουθεί κατά την εφαρμογή του τις ιδιαιτερότητες του σώματος.
- Να μην είναι δυνατή η αποκόλληση του εξαιτίας της εφίδρωσης του ασθενούς.
- Να είναι κατασκευασμένο βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN: 46001.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001.
- Να διαθέτουν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οκτώ (18) μηνών από την παράδοση.