

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
<p>ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΗΜΟΛΟΚ</p>	<p>1.Κλιπ πολυοξυμεθυλένιου τα οποία να κουμπώνουν και να ασφαλίζουν στο ιστό, για χρήση σε ανοικτές και λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.</p> <p>2.Να διατίθενται σε κασέτα των 6 τεμ. με ειδική αυτοκόλλητη ταινία σταθεροποίησης στο χειρουργικό πεδίο.</p> <p>3.Να διατίθενται σε μεγέθη small, medium, medium-large, large, και extra-large.</p> <p>4.Τα κλιπ να φέρουν CE, FDA που αποδεικνύει κλινικές και θα πρέπει να είναι κατηγορίας III (RISK CLASS III).</p> <p>5.Να συνοδεύονται από δύο λαβίδες πολλαπλών χρήσεων 5mm και 10mm ενδοσκοπικής απολίνωσης αγγείων οι οποίες να είναι διαιρούμενες σε τρία τμήματα, τη λαβή, τον σπειρέα και τον εισαγωγέα και θα διατεθούν ως παρακαταθήκη.</p> <p>6. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.</p>