

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια/εμβαλώματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης για την σύνδεση του ασθενούς με σύστημα χαρτογράφησης συμβατοί για χρήση με το σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης CARTO3.

2

28 Κυκλοτερής καθετήρας κατάλυσης μέσω παλμικού πεδίου ηλεκτροδιάτρησης (PulseFieldAblation) κατάλληλος για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής.

1

A. Να φέρει αυλό για την εύκολη τοποθέτηση του στην φλέβα. (overthewire)

B. Να παρέχει ενέργεια PFA και να ανιχνεύει ηλεκτρική δραστηριότητα, από όλα τα ηλεκτρόδια.

Γ. Να διαθετεί 9 ηλεκτρόδια των 3mm κατασκευασμένα σε μονή ελικοειδή διάταξη των 25mm. Να διατηρεί σταθερή την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για την αποφυγή θερμικών βλαβών.

Δ. Να εκτελεί καμψη 170 μοίρες bidirectional.

ΣΤ. Να είναι εξωτερικής διαστάσεως 9,5Fr, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρό θηκάρι.

E. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς εισαγωγής στο θηκάρι.

Z. Να διαθέτει μελέτη για ασφάλεια χρήσης σε Παροξυσμική και Εμμένουσα Κολπική Μαρμαρυγή.

Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό.

29 Συνδετικό καλώδιο κατάλληλο για PFA

30 Κατευθυνόμενο θηκάρι (SteerableSheath):

1

- Να διατίθεται σε μέγεθος 10fr εσωτερική διάμετρο

1

- Να διαθέτει ομαλή μετάβαση διαστολέα-θηκαριού για την ευκολη εισαγωγή στην μοιριαία και διάτρηση του μεσοκολπικού.

- Να έχει ακτινοσκοπικό σημάδι στο άκρο του θηκαριού για εύκολη αναγνώριση της θέσης του.

- Να διαθέτει ενσωματωμένο διαστολέα συμβατό με σύρμα 0.035".

- Να διαθέτει δυνατότητα κάμψης μοίρες bidirectional

- Να διαθέτει ένδειξη για τέλεση διαφραγματοστομίας με την χρήση βελόνας

- Να είναι συμβατό με τον καθετήρα PFA.

31 Θηκάρι διαφραγματοστομίας γωνίας 90° με ενσωματωμένο σύστημα βελόνας ραδιοσυχνότητων. Η βελόνα να λειτουργεί μέσω διακόπτη και να επανέρχεται αυτόματα στην θέση της.

1

Αθήνα 20/7/2026

-Ο-

Δντης Κλινικής

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΓΣΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 2209670425