

Προγεμισμένο δοχείο βιοψιών των 30ml με ρυθμιστικό διάλυμα και μηχανισμό απελευθέρωσης φορμόλης (10% NBF) σε μορφή κλεψύδρας, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή οδηγία 605/2014.

- Ειδικό σύστημα κλειστού κυκλώματος το οποίο να αποτρέπει την επαφή του χρήστη με τους ατμούς της φορμόλης.
- Το σύστημα να αποτελείται από δύο (2) δοχεία, όπου στο ένα να περιέχεται 20ml ρυθμιστικό διάλυμα και στο δεύτερο 10ml φορμόλη.
- Το δείγμα να τοποθετείται στο δοχείο με το ρυθμιστικό διάλυμα ώστε να ξεπλένεται με ευκολία, λαβίδα ή βελόνα που διαθέτει το δείγμα.
- Η φορμόλη να απελευθερώνεται με ειδικό μηχανισμό στο πρώτο δοχείο μετά την τοποθέτηση του δείγματος, χωρίς ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τους τοξικούς ατμούς της.
- Το δεύτερο δοχείο να ξανακλείνει ώστε να διασφαλίζεται η παραμονή της βιοψίας εντός της φορμόλης χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος η φορμόλη να επιστρέψει σε αυτό κατά τη μεταφορά.
- Το τελικό διάλυμα στο οποίο εμπεριέχεται το δείγμα να είναι έτοιμο προς χρήση φορμόλη 10% (NBF), ποσότητας 30ml.
- Το δοχείο να είναι συνολικού όγκου 55ml.
- Να φέρει σήμανση CE-IVD.
- Να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14254:2004 περί απαιτήσεων και δοκιμών για τα δοχεία μίας χρήσης για τη συλλογή δειγμάτων που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα με σκοπό in vitro διαγνωστικής εξέτασης.

6515 / 6722