

CPV 33792000-8 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

A/A	Ονομασία	Τεχνική Περιγραφή	Ποσότητα
1	Φιαλίδια αιμοκαλλιεργείων ενηλίκων για αερόβια μικρόβια	Φιαλίδια αιμοκαλλιεργείων ενηλίκων για αερόβια μικρόβια με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών.	2.400 Φιαλίδια
2	Φιαλίδια αιμοκαλλιεργείων ενηλίκων για αναερόβια μικρόβια	Φιαλίδια αιμοκαλλιεργείων ενηλίκων για αναερόβια μικρόβια με ρητίνες για τη δέσμευση αντιβιοτικών.	2.400 Φιαλίδια
3	Clostridium difficile Toxin A & B & G D H	Kit ταχείας in vitro ανοσοχρω-ματογραφίας για άμεσο ποιοτικό προσδιορισμό των τοξινών A , B και GDH του Clostridium difficile σε δείγματα κοπράνων, από ασθενείς που πιθανολογείτε ότι έχουν συσχετιζόμενη νόσο με Clostridium difficile. Ο κάθε παράγοντας να ανιχνεύεται ξεχωριστά σε τρία παράθυρα σε ενιαίο τεστ κασέτα . Έχει ευαισθησία 91% και ειδικότητα 98%. Ελάχιστα όρια ανίχνευσης Clostridium difficile GDH +Toxin A+B να είναι 0,8ng/mL για GDH, 2ng/mL για Toxin A και 0,63ng/mL για Toxin B. Να παρέχεται και control ελέγχου. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark, Με μεγάλο χρόνο ζωής (> ή = του 1 έτους)κατά την παράδοση.	600 ΤΕΣΤ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Τα υλικά των παραγράφων από 1 έως και 2 να έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

1. Τα φιαλίδια ενηλίκων να επιτρέπουν καλλιέργειες σε εύρος όγκου αίματος από 3 –10 ml. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).
2. Οι ουσίες δέσμευσης - ρητίνες να καλύπτουν ευρύ φάσμα αντιβιοτικών καθώς και αντικαρκινικών και ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).
3. Να υπάρχει δυνατότητα απευθείας λήψης αίματος με τα κοινά συστήματα αιμοληψίας υπό κενό. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).
4. Να συνοδεύονται από Αυτόματο Σύστημα Αιμοκαλλιεργείων.
5. Το αυτόματο σύστημα αιμοκαλλιεργείων:
 - α) να επωάζει 200 φιαλίδια τουλάχιστον , να ανακινεί και να ελέγχει αυτόματα ανά 10 λεπτά τις καλλιέργειες. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

β) Να ειδοποιεί για θετικές καλλιέργειες με ηχητικά και οπτικά σήματα. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

γ) Να βασίζεται σε ανίχνευση με δείκτες φθορισμού υψηλής ευαισθησίας ευαίσθητους στην παραγωγή CO₂ και την κατανάλωση O₂, ανάλογα με τα προς αναζήτηση μικρόβια. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

δ) Να καλύπτει όλα τα ζητούμενα φιαλίδια ενηλίκων με ρητίνες για την δέσμευση-αδρανοποίηση των αντιβιοτικών στο αίμα. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

ε) Ο αναλυτής να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό με κωδικοποιημένες εντολές barcode. Να δίνει δυνατότητα ελέγχου ανά πάσα στιγμή της συνολικής κατάστασης εντός του κλιβάνου. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

στ) Να διαθέτει αυτόματη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου των θέσεων καλλιέργειας και της κατάστασης του συστήματος, παράλληλα με τις μετρήσεις, (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

ζ) Να μην απαιτείται προσθήκη συμπληρωμάτων, τα ρύπημα ή άλλος ειδικός χειρισμός των φιαλιδίων. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

η) Η αξιολόγηση των φιαλιδίων να γίνεται με τον μέγιστο δυνατό αριθμό αλγορίθμων για αυξημένη ταχύτητα και ευαισθησία. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

θ) Να είναι δυνατή τυχόν καθυστερημένη εισαγωγή φιαλιδίων (έως και 48 ώρες) χωρίς υστέρηση στην ευαισθησία του συστήματος. (Να κατατεθούν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία).

ι) Το Αυτόματο Σύστημα Αιμοκαλλιιεργειών να συνοδεύεται από σύστημα διαχείρισης δεδομένων που να επιτρέπει εκτύπωση αναφορών, επιδημιολογική ανάλυση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Δυνατότητα καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων αιμοκαλλιιεργειών καθώς και πρόσθετων εξετάσεων. Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και εκτυπωτή.

κ) Να κατατεθεί το ελληνικό και το ξενόγλωσσο βιβλίο οδηγιών του αυτόματου συστήματος αιμοκαλλιιεργειών.

6. Η εταιρεία έχει την υποχρέωση για δωρεάν service του αυτόματου συστήματος αιμοκαλλιιεργειών και του συνοδού εξοπλισμού.