

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Συσκευή ενδοσκοπικής αιμόστασης	<p>α. Να διαθέτει δοχείο ψεκασμού με 50 γραμμάρια κοκκιώδους υποαλλεργικής αιμοστατικής πούδρας από μεταβολικά αδρανές και μη τοξικό υλικό που δεν απορροφάται από το σώμα, ενσωματωμένη εργονομική λαβή χειρισμού τύπου «πιστόλι» με φιαλίδιο διοξειδίου του άνθρακα CO2 16g για τον ψεκασμό της σκόνης στην εστία της αιμορραγίας.</p> <p>β. Να περιλαμβάνει επίσης, περιστρεφόμενο κουμπί ενεργοποίησης του φυσιγγίου διοξειδίου του άνθρακα, βαλβίδα ασφαλείας, κουμπί τύπου σκανδάλης για την εφαρμογή της πούδρας καθώς και δύο ενδοσκοπικούς καθετήρες ψεκασμού-spray από ημιδιαφανές Teflon υψηλής προωθητικότητας διαμέτρου 10fr (συμβατούς με κανάλι εργασίας ενδοσκοπίου 3.7mm, αντίστοιχη), μήκους 220cm.</p> <p>γ. Να διατίθεται προ-συναρμολογημένη και έτοιμη για χρήση σε αποστειρωμένη προστατευτική ατομική συσκευασία.</p> <p>δ. Η αποτελεσματική και ασφαλής χρήση του να τεκμηριώνεται από επιστημονικές κλινικές μελέτες και διεθνείς βιβλιογραφικές αναφορές σε βάθος πενταετίας</p> <p>ε. Να είναι αποστειρωμένη, μιας χρήσης</p>