

**Σάκοι αναρρόφησης υγρών μιας χρήσεως χωρητικότητας 2lt για χρήση στις επεμβάσεις αντιμετώπισης ασθενών με λοίμωξη από SARS Cov-2**

- Να είναι απλοί στη χρήση και να εξασφαλίζουν υγιεινό και ασφαλές σύστημα συλλογής εκκρίσεων.
- Να έχουν πρακτικό σχεδιασμό και χειρολαβή απομάκρυνσης.
- Να φέρουν ενσωματωμένο ασφαλές πώμα κλεισίματος(καπάκι) και υποδοχείς στήριξης(στόμιο) του σωλήνα αναρρόφησης
- Να φέρουν ενσωματωμένη βαλβίδα /φίλτρο που όταν υγρανθεί διογκώνεται ώστε να διακόπτεται η λειτουργία της αναρρόφησης.
- Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής στο στόμιο εισαγωγής των υγρών(ασθενή).
- Να είναι προπληρωμένοι με σκόνη στερεοποίησης, η οποία να εξασφαλίζει ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του περιεχομένου των σάκων
- Να είναι προπληρωμένοι με σκόνη ενεργού χλωρίου ή/και άλλης ουσίας που να εξουδετερώνει τον ιό SARS Cov-2(Να αναφέρεται στις προδιαγραφές η δραστική ουσία και να επισυνάπτονται τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία)
- Να διατίθενται σε ατομική συσκευασία, στην οποία θα αναγράφεται το CE του προϊόντος και ο κατασκευαστικός οίκος, καθώς και τα λίτρα.
- Να συνοδεύονται απαραίτητως και δωρεάν από τις αντίστοιχες βάσεις, επιτοίχιες και ράγας, καθώς και από κάνιστρα. Τα κάνιστρα να φέρουν βαλβίδα ON/OFF.