

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250 GR

1. Αποστειρωμένο με ακτινοβολία, χωρίς συντηρητικά, χρώμα, και άρωμα, και υδατοδιαλυτό ώστε να αφαιρείται ευκόλα, να έχει τη μορφή gel, και να μην προκαλεί ερεθισμούς. Αποστειρωμένο ζελέ υπερήχων σε συσκευασία 250 gr περίπου, να είναι αποστειρωμένο με ακτινοβολία. Να μην περιέχει συντηρητικά, χρώμα και άρωμα, να είναι υδατοδιαλυτό ώστε να αφαιρείται εύκολα, να έχει μορφή παχύρρευστου gel και να μην προκαλεί ερεθισμούς.

2. ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Αυτόματοι Σκαρφιστήρες για λήψη αίματος - ανώδυνου τρυπήματος με αποστειρωμένη βελόνη, μιας χρήσεως, έτοιμοι προς χρήση, με μηχανισμό απόκρυψης της βελόνας μετά τη χρήση, με προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας, με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποίησης και ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος ενεργοποίησης. Τριπλού ακονίσματος και με επικάλυψη σιλικόνης. Το βάθος διάτρησης είναι ελεγχόμενο. Τύπος βελόνας : 28 G βάθος διάτρησης : 1,4 - 1,8 mm.

3. ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ πλαστικά (πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο), διαφανή με κουταλάκι με βιδωτό εξωτερικό πώμα, αυτοσφραγισμένα, αποστειρωμένα διαστάσεων περίπου 50-60mmX30-