

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Pigtail ετήσιας παραμονής	α. Ουρητηρικά STENT διπλής δομής από θερμοπλαστικό VORTEK με υδρόφιλη επίστρωση, ανοικτών άκρων , για εύκολη εισαγωγή μέσω του οδηγού σύρματος. β. Να φέρουν ακτινοσκοπικές ενδείξεις με διαβάθμιση ανά 5 εκ. γ. Να είναι 12μηνες παραμονής που να επιβεβαιώνεται. δ. Σε σετ με συνδεόμενο προωθητή 40 εκ και οδηγό σύρμα από PTFE μήκους 150 εκ. 0.035".Ανοιχτού -Ανοιχτού άκρου. ε. Σε ατομική συσκευασία , αποστειρωμένο σε μέγεθος 7CH/FR 26CM