


ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΕΜ:50

**ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ –ΤΡΑΧΗΛΟΥ- ΟΜΩΝ
ΤΕΜ:20**

1. Οι μάσκες να είναι τύπου S-frame κατασκευασμένες με ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό κατά προτίμηση Kevlar , για μέγιστη ακινητοποίηση κατά την εφαρμογή ακτινοθεραπείας.
2. Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
3. Ο κατασκευαστής των масκών να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485 το οποίο θα κατατεθεί με την προσφορά.
4. Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 13485 καθώς και βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
5. Να αποσταλούν δείγματα από όλα τα προσφερόμενα είδη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να είναι τύπου μιας χρήσης , κατάλληλες για ακινητοποίηση κεφαλής και τραχήλου-όμων με τον ασθενή σε ύπτια θέση.	ΝΑΙ
Να είναι κατάλληλες για εφαρμογή ακτινοθεραπείας διαμορφούμενης έντασης (IMRT,RA)	ΝΑΙ
Πάχος	πάχος υλικού 3,2mm
Να είναι απολύτως συμβατές με τα υπάρχοντα συστήματα στήριξης στο Νοσοκομείο S-Frame (portrait intracranial)	ΝΑΙ
Να φέρουν μεταβλητό μοτίβο διάτρησης.	ΝΑΙ
Θερμοκρασία ενεργοποίησης στο υδατόλουτρο και στο Rapid Heat Oven (Q FIX) που διαθέτει το Νοσοκομείο.	65°C
Χρόνος ενεργοποίησης στο υδατόλουτρο	<4min
Χρόνος σκλήρυνσης	<4min
Χρόνος ολοκλήρωσης	<15min
Εκτατότητα μετά την ενεργοποίηση	Υψηλή
Μνήμη μετά την ενεργοποίηση	Υψηλή
Οσμή υλικού	Καμμία
Μέγιστη συρρίκνωση κατά τη χρήση	<2.8% του αρχικού σχήματος
Προσκόλληση τμημάτων της έτοιμης μάσκας σε υγρή και στεγνή φάση.	ΟΧΙ


 Γραφείο Πρωτοκόλλου
 12/4/24