



Αορτική Βιοπρόθεση η οποία να ενδείκνυται για χρήση σε διακαθετηριακές επεμβάσεις αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας, σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού στένωση αυτής. Η Βιοπρόθεση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε συνδυασμό με σύστημα προώθησης για διαμηριαία πρόσβαση. Η Βιοπρόθεση να είναι φτιαγμένη από αυτοεκπτυσόμενο και ακτινοσκοπικό πλέγμα νιτινόλης και οι ενσωματωμένες σε αυτήν γλωχίνες είναι από χοίρειο περικάρδιο. Επίσης το κατώτερο τμήμα του πλέγματος νιτινόλης να ενσωματώνει κάλυψη χοιρείου περικαρδίου για τον περιορισμό των παραβαλβιδικών διαφυγών. Το πλέγμα νιτινόλης στο ανώτερο τμήμα του να σχηματίζει τρία τόξα σταθεροποίησης για την επιτυχή ευθυγράμμιση της βιοπρόθεσης με την ανατομική του αορτής. Τα διαθέσιμα μεγέθη είναι τρία, με εύρος αορτικού δακτυλίου από 21mm έως 27mm. Τα διαθέσιμα μεγέθη του συστήματος προώθησης και το διαμετρητικό είναι 15F.



δια 2


ΣΥΡΜΑ ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Οδηγό σύρμα διαμέτρου 0,035" αυξημένης σκληρότητας και υψηλής στήριξης, ειδικά σχεδιασμένο με ελικοειδές σπείραμα στο περιφερικό άκρο για τη διευκόλυνση της εισαγωγής και τοποθέτησης επεμβατικών οργάνων εντός των κοιλοτήτων της καρδιάς. Να αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και μήκος $\geq 275\text{cm}$ με προσχηματισμένο άκρο διπλής καμπύλης σε τρεις διαφορετικούς τύπους : extra small, small, large



α12 3


Διασολικός καθετήρας μπαλόνι 0.035" OTW μη ενδοτικός, με υδρόφιλη επικάλυψη και δυνατότητα εφαρμογής πίεσης έως 24Atm. Να χαρακτηρίζεται από χαμηλό προφίλ προσπέλασης (crossing profile $\leq 0.070''$) και άκρου (tip profile $\leq 0.040''$) για άριστη στρεπτικότητα και προωθητικότητα. Να διατίθεται σε διαμέτρους 3 - 12mm και μήκη 2 - 20cm και σε μήκος φέροντα καθετήρα 40, 75 και 135cm



AK 4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BEGRAFT PERIPHERAL

Ενδοαγγειακό μόσχευμα περιφερικών αγγείων. Να είναι επικαλυμμένο με μονή επίστρωση ePTFE και ενδοτοιχωματική μεταλλική ενίσχυση χρωμίου-κοβαλτίου CoCr. Να παρέχεται σε διαμέτρους 5mm έως 10mm και μήκη 18mm έως 58mm. Να διέρχεται από θηκάρι 6 Fr. Να είναι προφορτωμένο σε καθετήρα μπαλόνι 75 cm ή 120cm. Συμβατό με οδηγό σύρμα 0,035".



ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΡΑΜΜΑ

217 §

Συσκευή συρραφής μηριαίας αρτηρίας με ράμμο χωρίς την χρήση κολλαζόνου ή βιοαπορροφήσιμων τμημάτων .

Διαθέτει δείκτες μέτρησης στο σώμα της συσκευής . στυλεό προώθησης ράμματος με θηλιά συλλογής

καθώς και στυλεό κοπής του ράμματος με αντίστοιχους δείκτες μέτρησης .

Ενδείκνυται για χρήση σε μέγεθος παρακέντησης έως 8Fg και επιτρέπει την εκ νέου πρόσβαση στο αγγείο .

