

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Ποσότητα
651500002536	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗ	4

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αιμοστατικό σύστημα πολυσακχαρίτη για χρήση στην ανοιχτή χειρουργική	1. Να αποτελείται από σωματίδια απορροφήσιμου τροποποιημένου πολυμερούς (Amp) και εφαρμογείς παροχής. Τα σωματίδια AMP να είναι βιοσυμβατά, μη πυρετογόνα και να προέρχονται απο καθαρό φυτικό άμυλο. Η συσκευή να μην περιέχει συστατικά ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης. 2. Να παραμένει στον οργανισμό για 2-3 ημέρες και να απορροφά 3,5 gr υγρών ανά 0,0005 gr προϊόντος στα πρώτα 60". 3. Να έχει τη δυνατότητα χρήσης με cellsaver για σημαντική μείωση κόστους μέχρι και 48% σε σχέση με δωρέα αίματος, μείωση αλλογενούς αίματος και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων για μετάδοση μολύνσεων. 4. Να διατίθεται σε συσκευασία 5gr , με ρύγχος 10cm