

		Set Σύνδεσης - Αποσύνδεσης Καθετήρα για Αιμοκάθαρση	
		720 τεμ	
		Εκτός ΠΕΔ	
		Αποστειρωμένο σετ περιποίησης καθετήρα αιμοκάθαρσης, μιας χρήσης που να περιλαμβάνει <u>ΣΕΤ ΕΝΑΡΞΗΣ</u> • 1 ζεύγος γάντια χωρίς πούδρα (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) • 1 χειρουργικό πεδίο με σπή • επιθέματα γάζας- 4 ply 7,5X7,5 • μαντηλάκια εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη • 4 ΤΜΧ αυτοκόλλητα σταθεροποίησης • αυτοκόλλητο επίθεμα για τη στήριξη του καθετήρα <u>ΣΕΤ ΛΗΞΗΣ</u> • 1 ζεύγος γάντια χωρίς πούδρα μεσαίου μεγέθους (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) • επιθέματα γάζας- 4 ply • 2 καπάκια καθετήρα • μαντηλάκια εμποτισμένα με χλωρεξιδίνη • αυτοκόλλητη θήκη για το τελικό κλείσιμο του καθετήρα και τη διαφυλάξη του Να κατατεθεί <u>Σετ</u> προς Αρχείο	