

ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	TEM	200	Κασέτα φακοθρυψίας, για τομή 1,8mm-2,2mm, κλειστού τύπου για αντλία συστήματος Ventury, που να λειτουργεί με συμβατικούς υπερήχους στα 28,5KHz με κουτί συλλογής υγρών επέμβασης χωρητικότητας τουλάχιστον 300ml, με αποστειρωμένο κάλυμμα τραπέζιου και οθόνης μηχανήματος, με δύο καλύμματα έγχυσης (sleeves), με κυρτή βελόνα φακοθρυψίας (tip)30° για επεμβάσεις τομής 1,8mm-2,2mm και θάλαμο δοκιμών μιας χρήσης. Συμβατή με το μηχάνημα φακοθρυψίας που θα διατεθεί ως συνοδός εξοπλισμός.
2	ΚΑΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	TEM	200	Κασέτα φακοθρυψίας με tip φακοθρυψίας για αριστερόστροφη-δεξιόστροφη κίνηση σε υψηλή συχνότητα υπερήχων, αλλά και συμβατικούς υπερήχους σε συχνότητα λειτουργίας από 30KHz έως 43 KHz, κάλυμμα sleeve, test chambers και κάλυμμα τραπέζιου μηχανήματος. Μέσω του πακέτου να επιτυγχάνεται η διατήρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης στο προκαθορισμένο από το χειρουργό επίπεδο. Η κασέτα θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με το μηχάνημα φακοθρυψίας που θα διατεθεί ως συνοδός εξοπλισμός.