

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- 1 DUALOK, σύρμα εντοπισμού κατά την λήψη δειγμάτων βιοψίας μαστού, 20G x137 mm.
 Το σύρμα DuaLok για χρήση κατά την λήψη δειγμάτων βιοψίας μαστού, συντελεί στην αποτελεσματικότερη διαδικασία εντοπισμού και παρέχει ασφαλή τοποθέτηση σε ιστούς μαστού, είτε ινώδους υφής, είτε λιπώδους υφής.
 Το σύρμα DuaLok έχει μοναδικά στοιχεία κλειδώματος που περιορίζουν την προς τα έξω ή προς τα μέσα μετακίνηση του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να αποσυρθεί μέσα στην κάνουλα για διευκόλυνση σε περίπτωση επανατοποθέτησης.
- 2 Βελόνα Βιοψίας αναρρόφησης κενού 7G
 Κάθετη για χρήση με το Σύστημα βιοψίας μαστού Encor Enspire για μηχανήμα βιοψίας που υπάρχει στο νοσοκομείο.
- 3 Βελόνα Βιοψίας αναρρόφησης κενού 10G
 Κάθετη για χρήση με το Σύστημα βιοψίας μαστού Encor Enspire για μηχανήμα βιοψίας που υπάρχει στο νοσοκομείο.
- 4 Κλιπ σήμανσης μαστού με μικροίνες (Marker) από τιτάνιο, 10G, Σχήματος "Ribbon", για χρήση με το σύστημα Encor. Φέρει σήμανση CE.
 Διατίθεται σε συσκευασία των 10 ατομικά αποστειρωμένων τεμαχίων.
- 5 Κλιπ σήμανσης μαστού με μικροίνες (Marker) από τιτάνιο, 7G, Σχήματος "Ribbon", για χρήση με το σύστημα Encor. Φέρει σήμανση CE.
 Διατίθεται σε συσκευασία των 10 ατομικά αποστειρωμένων τεμαχίων.
- 6 Κασέτα με σωληνώσεις για κενό και σύνδεση με ορό για το σύστημα βιοψίας μαστού Encor Enspire. Φέρει σήμανση CE. Διατίθεται σε συσκευασία των 12 ατομικά αποστειρωμένων τεμαχίων.
- 7 Δοχείο κενού για το Σύστημα Βιοψίας Μαστού.

