

	ασφάλεια προστασίας της λάμας. Χωρίς ανάγκη μηχανήματος.	
8	Ράμμα με ακίδες symmetric βακτηριοστατικό PDS Plus από πολυδιοξανόνη και IGracare MP , usp 2-0 με βελόνα 26 mm στρογγυλή TAperPoint CT-2, ½ κύκλου, μήκος ράμματος 23 cm	1 ΠΑΚΕΤΟ

Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα δειγματοσιτούν α  
την ημερομηνία επέμβασης.

-Το-  
Χειρουργείο

Δελ. Νταρλε  
2008 X/1  
(Σφραγίδα Υπογραφή)  
Χίχης (ΣΠ)  
Ευφύλαξη Βασίλ